

شرایط نصب:

- ۱- میز سطح صاف و تراز ترجیحاً از جنس سنگ
- ۲- آب مقطر به اندازه کافی
- ۳- طول و عرض میز باید حداقل ۲۰ سانتیمتر از طول و عرض دستگاه بزرگتر باشد.
- ۴- منابع نویز مثل یو پی اس و دستگاه های نویز انداز ترجیحاً با فاصله حداقل ۲ متری از دستگاه باشند..
- ۵- برق ورودی ترجیحاً باید به یو پی اس متصل باشد.
- ۶- محیط نصب باید در فضای آزمایشگاهی سر پوشیده و مناسب باشد.
- ۷- دستگاههایی مثل ساتریفیوژ که لرزش ایجاد میکنند نباید با میز نصب دستگاه مشترک باشند.